**NOME DO PRODUTO: EQUIPO DE INFUSÃO COM BURETA 150 ML WILTEX**

Registro MS: 10150470553

**DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA**

Nome técnico: Equipo

Matéria Prima: PVC

Método de Esterilização: Óxido de Etileno

Produto Estéril: Sim

Validade: 05 Anos

**USO ÚNICO.**

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Composto por Bureta em PVC, flexível, graduada de 150ml, transparente com uma faixa branca na parte posterior da bureta uma câmara de gotejamento em PVC transparente com filtro de fluído, controlador de fluxo tipo pinça rolete corta fluxo. Extensão em PVC com 1.60cm de comprimento, com injetor lateral (Y) e conector luer lock. Entrada de ar com filtro hidrófobo, com membrana auto-cicatrizante. Dispositivo ABC com micro gotejamento.
Marca de graduação na cor azul: de 0 a 150ml em intervalos de 10ml; Lanceta perfurante e alça de sustentação em PVC com entrada de ar.

**INDICAÇÃO DE USO**

Dispositivo indicado para infusão de soluções parenterais para uso gravitacional, geralmente usado em conjunto com cateter intravenoso.

**INSTRUÇÃO DE USO**

1. Abrir a embalagem de forma asséptica;
2. Retirar o equipo do invólucro protetor;
3. Retirar a tampa protetora da ponta perfurante;
4. Introduzir a ponta perfurante do equipo no frasco/ampola;
5. Fechar o controlador de fluxo;
6. Pendurar o frasco / ampola no suporte, preencher a câmara de gotejamento, abrir o controlador de fluxo e realizar o preenchimento do tubo; caso de equipo com respiro de ar, o mesmo deve permanecer fechado após o preenchimento da câmara de gotejamento.
7. Após preenchido o tubo, fechar o regulador de fluxo, conectar a extremidade distal no cateter do paciente e então regular o fluxo conforme a prescrição médica. Se possuir respiro de ar, o mesmo deverá ser aberto para infusão.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Com filtro de fluido.
Conexão: Luer Lock
Comprimento: 1900mm ± 10mm
Volume bureta: 150ml

| FOTO |
| --- |
|  |

**Isento de látex, contém DEHP*

## APRESENTAÇÃO COMERCIAL

| Código | Descrição |
|---|---|
| MDLIBS-20 | EQUIPO MACRO BURETA 150 ML |
| MDLIBS-60 | EQUIPO MICRO BURETA 150 ML |

**FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM**

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica (em pétala).
Embalagem com 100 unidades.

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Manter em local seco e arejado.

**PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES**

Somente para infusão por gravidade

**Importado e Distribuído por:**

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cirurgicafernandes.com.br

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259