

NOME DO PRODUTO: SONDA FOLEY - WILTEX

Registro MS: 10150470347

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Sondas

Matéria Prima: Silicone

Método de Esterilização: Óxido de Etileno

Produto Estéril: (x) Sim () Não

Validade: 5 anos

USO ÚNICO**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Dispositivo todo constituído em silicone, apresenta uma ponta fechada na extremidade distal, olhos laterais, um balão inflável, funil com válvula rígida para adaptadores Luer e Luer Lock.

A ponta proximal se divide em duas ou três vias:

1ª via: Conectar no sistema coletor de urina;

2ª via: Insuflação do balão, através de água destilada;

3ª via: É utilizada para irrigação (quando houver).

INDICAÇÃO DE USO

Procedimentos urológicos variados: coleta de urina, drenagem vesical de rotina, lavagem ou irrigação vesical em pós-operatório;

Para longa permanência em pacientes impossibilitados de urinar e outros.


INSTRUÇÃO DE USO

Utilizar a técnica de passagem de cateter uretral da Instituição.

Este procedimento deve ser realizado apenas por profissionais treinados e habituados com técnica/produto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Calibres de 06 a 24Fr

FOTO

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VOLUME DO BALÃO
2W06	Sonda Foley 2 Vias Nº 06 (Pediátrica) - WILTEX	1,5ml
2W08	Sonda Foley 2 Vias Nº 08 (Pediátrica) - WILTEX	3-5ml
2W10	Sonda Foley 2 Vias Nº 10 (Pediátrica) - WILTEX	3-5ml
2W12	Sonda Foley 2 Vias Nº 12	5-10ml
2W14	Sonda Foley 2 Vias Nº 14	5-15ml
2W16	Sonda Foley 2 Vias Nº 16	5-15ml
2W18	Sonda Foley 2 Vias Nº 18	5-15mL
2W20	Sonda Foley 2 Vias Nº 20	30ml
2W20-5	Sonda Foley 2 Vias Nº 20	5-15ml
2W22	Sonda Foley 2 Vias Nº 22	5-15ml
2W24	Sonda Foley 2 Vias Nº 24	5-15ml
3W14	Sonda Foley 3 Vias Nº 14	5-15ml
3W16	Sonda Foley 3 Vias Nº 16	30ml
3W18	Sonda Foley 3 Vias Nº 18	30ml
3W20	Sonda Foley 3 Vias Nº 20	30ml
3W22	Sonda Foley 3 Vias Nº 22	30ml
3W24	Sonda Foley 3 Vias Nº 24	30ml

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

Embalada Individualmente.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco e fresco.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

Retirar assepticamente o produto de sua embalagem original em ambiente estéril

Importado e Distribuído por:

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cfernandes.com.br

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259